



CONSEILS D'UTILISATION : ajoutez 1 sachet à un demi verre d'eau (environ 100 ml), mélangez jusqu'à dissolution complète et dégustez. À boire seul ou à ajouter à votre shake de Formula 1 préféré. Veuillez l'ajouter après avoir mixé votre shake et utiliser des liquides dont la température est inférieure à 25°C pour éviter d'altérer l'efficacité du produit. À consommer une fois par jour. À conserver dans un endroit frais et sec à moins de 25°C.

Informations nutritionnelles • Nährwertangaben

Pour 100 ml de produit prêt à consommer*
 • Pro 100 ml verbrauchsfertigem Produkt*

Fibres alimentaires • Ballaststoffe..... 2 g
 Total de cellules vivantes • Insgesamt lebende Zellen:
 Lactobacillus helveticus R52..... 1 milliard d'UFC¹ • 1 Milliarde KBE¹
 Bifidobacterium lactis HN019..... 1 milliard d'UFC¹ • 1 Milliarde KBE¹

INGRÉDIENTS : poudre de galacto-oligosaccharides (Irlande) (galacto-oligosaccharides (lait), lactose (lait), glucose (lait), galactose (lait)), maltodextrine, Lactobacillus helveticus R52, Bifidobacterium lactis HN019, arôme, antiagglomérant (dioxyde de silicium). Conseil : pour les allergènes, voir les ingrédients en gras. PEUT CONTENIR DES GRAINES DE SOJA.

ZUTATEN: Galactooligosaccharidpulver (Irland) (Galactooligosaccharide (Milch), Laktose (Milch), Glucose (Milch), Galactose (Milch)), Maltodextrin, Lactobacillus helveticus R52, Bifidobacterium lactis HN019, Aroma, Trennmittel (Siliciumdioxid).
 Allergiehinweis: Achten Sie auf die fettgedruckten Zutaten für Hinweise auf Allergene. **KANN SOJABOHNEN ENHALTEN.**

Microbiotic Max
 d'Herbalife Nutrition a été formulé pour vous offrir à la fois des bactéries vivantes et des fibres, qui collaborent en harmonie pour aider à soutenir vos objectifs nutritionnels.

Chaque portion contient 2 milliards de bactéries vivantes issues de souches de *Bifidobacterium lactis* et *Lactobacillus helveticus*. Ce produit est riche en fibres et proposé en sachets sous forme de poudre, ce qui le rend parfait pour l'emporter où que vous soyez.

Avec une subtile saveur vanille, dégustez Microbiotic Max avec de l'eau ou votre shake de Formula 1 préféré.

VERZEHRSEMPFEHLUNG: Geben Sie 1 Portionspackung in ein halb gefülltes Glas Wasser (etwa 100 ml), gründlich verrühren bis sich das Pulver aufgelöst hat. Trinken Sie es pur oder fügen Sie es Ihrem Lieblings Formula 1-Shake hinzu. Geben Sie es nach dem Mixen hinzu und verwenden Sie Flüssigkeiten mit einer Temperatur von unter 25°C, um die Produktwirksamkeit nicht zu beeinflussen. Einmal täglich konsumieren. An einem kühlen, trockenen Ort unter 25°C lagern.

HINWEIS: Die angegebene Tagesdosis nicht überschreiten. Dieses Produkt ist ein Nahrungsergänzungsmittel und soll nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die Einzelpackungen dieses Sets sind nicht zum Einzelverkauf oder Verteilen geeignet.

Microbiotic Max von Herbalife Nutrition wurde entwickelt, um Ihnen eine Kombination aus lebenden Bakterien und Ballaststoffen anzubieten, die harmonisch zusammenwirkt, um Sie bei der Erreichung Ihrer Ernährungsziele zu unterstützen.

Jede Portion enthält 2 Milliarden lebende Bakterien der Bakterienstämme *Lactobacillus helveticus* und *Bifidobacterium lactis*. Dieses Produkt weist einen hohen Ballaststoffgehalt auf und ist als Pulver in Portionspackungen erhältlich, die sich perfekt für unterwegs eignen.

Genießen Sie Microbiotic Max mit dezentem Vanillegeschmack, gemischt mit Wasser oder Ihrem Lieblings Formula 1-Shake.

LPM01650 L: 105mm x W: 32mm x H: 95mm (Formed)

HERBALIFE		3200 Temple School Rd, Winston Salem, NC 27107 336 970 6400		SUPPLEMENT									
NAME: CUT173KV2-00		DESC: Multibiotic - Vanilla		ECO84238									
DIE: LPM 01650 01.22.21		COLORS:		PROOF: FA2									
DIELINE: <input checked="" type="checkbox"/> AGILE <input type="checkbox"/> SERVER <input type="checkbox"/> NONE		<table border="1"> <tr> <td>C</td><td>M</td><td>Y</td><td>K</td><td>PMS 368 C</td><td>PMS 000</td><td>PMS 000</td><td>PMS 000</td> </tr> </table>		C	M	Y	K	PMS 368 C	PMS 000	PMS 000	PMS 000	OPERATOR: Katie	
C	M	Y	K	PMS 368 C	PMS 000	PMS 000	PMS 000						
L: 105mm W: 32 mm H: 95 mm		PROGRAM: InDesign 2020		DATE: 01.22.21									
Smallest Type Size: 4.5/4.5		Side panel tracking: -4		Side panel scaling: 80%									
				Agamik 4.44: 11.03.20									

LEGEND Originator: Gregr

Glue Area / No Varnish

No Varnish

Cuts

Fold / Crease

LOT NUMBER EXP DATE 16 x 60mm